



Réchauffeur / Accélérateur

Transfusions massives 37°C

Jusqu'à 1200ml/min

Bloc – Urgences



2 Détecteurs d'air / Evacuation automatique des Mousses
Fonctionnement sur batterie automatique durant 2H.
Ecran indicatif de toutes les procédures

Pas de tubulures à installer

1 Cassette > 3 gestes > 4 secondes



Placer le réchauffeur sur le bras du patient, à l'extrémité du système de transfusion.
[Cliquez ici pour télécharger le 206US-Montage](#)