



---

PVC Grade médical

---

Tube ET standard

---

Embout courbe atraumatique

---

Radio opaque sur toute la longueur

---

Faible pression / Haut volume

---

En option matériau sans DEHP

---

**L'embout du tube, dont la forme spécifique est atraumatique, dispose d'un œil de Murphy de chaque côté**

Les tubes endotrachéaux avec renforcement comprennent une spirale métallique intégrée de manière uniforme dans leur paroi ce qui réduit le risque de pliure en cas de position extrême ou fixe du patient.





| REF    | Taille | REF    | Taille |
|--------|--------|--------|--------|
| ET20PC | 2.0    | ET60PC | 6.0    |
| ET25PC | 2.5    | ET65PC | 6.5    |
| ET30PC | 3.0    | ET70PC | 7.0    |
| ET35PC | 3.5    | ET75PC | 7.5    |
| ET40PC | 4.0    | ET80PC | 8.0    |
| ET45PC | 4.5    | ET85PC | 8.5    |
| ET50PC | 5.0    | ET90PC | 9.0    |
| ET55PC | 5.5    | ET95PC | 9.5    |
| ETS20P | 2.0    | ETS60P | 6.0    |
| ETS25P | 2.5    | ETS65P | 6.5    |
| ETS30P | 3.0    | ETS70P | 7.0    |
| ETS35P | 3.5    | ETS75P | 7.5    |
| ETS40P | 4.0    | ETS80P | 8.0    |

|        |     |        |     |
|--------|-----|--------|-----|
| ETS45P | 4.5 | ETS85P | 8.5 |
| ETS50P | 5.0 | ETS90P | 9.0 |
| ETS55P | 5.5 | ETS95P | 9.5 |

**Emballage** : Blister/boîte/carton

**Conditionnement** : Boite de 10 unités. Cartons de 10 boîtes

**Qualité** : Conforme à la norme EN 1782

**Stérilisation** : Oxyde d'éthylène

**Durée de conservation** : 5 ans



[Cliquez ici pour télécharger la DOCUMENTATION](#)

[Pour plus d'informations veuillez nous contacter.](#)