



PVC Grade médical

Tube ET standard

Embout courbe atraumatique

Radio opaque sur toute la longueur

Faible pression / Haut volume

En option matériau sans DEHP

L'embout du tube, dont la forme spécifique est atraumatique, dispose d'un œil de Murphy de chaque côté

Les tubes endotrachéaux avec renforcement comprennent une spirale métallique intégrée de manière uniforme dans leur paroi ce qui réduit le risque de pliure en cas de position extrême ou fixe du patient.





REF	Taille	REF	Taille
ET20PC	2.0	ET60PC	6.0
ET25PC	2.5	ET65PC	6.5
ET30PC	3.0	ET70PC	7.0
ET35PC	3.5	ET75PC	7.5
ET40PC	4.0	ET80PC	8.0
ET45PC	4.5	ET85PC	8.5
ET50PC	5.0	ET90PC	9.0
ET55PC	5.5	ET95PC	9.5
ETS20P	2.0	ETS60P	6.0
ETS25P	2.5	ETS65P	6.5
ETS30P	3.0	ETS70P	7.0
ETS35P	3.5	ETS75P	7.5
ETS40P	4.0	ETS80P	8.0

ETS45P	4.5	ETS85P	8.5
ETS50P	5.0	ETS90P	9.0
ETS55P	5.5	ETS95P	9.5

Emballage : Blister/boîte/carton

Conditionnement : Boite de 10 unités. Cartons de 10 boîtes

Qualité : Conforme à la norme EN 1782

Stérilisation : Oxyde d'éthylène

Durée de conservation : 5 ans



[Cliquez ici pour télécharger la DOCUMENTATION](#)

[Pour plus d'informations veuillez nous contacter.](#)