



Armoire

---

en inox, ultra basse température,

---

1 porte ou 2 portes

---

Min: 125 l (33 gal) - Max: 806 l (212,9 gal)

---

-86 °C (-122,8 °F)

---

Tous Volumes et dimensions 1 Porte ou 2 Portes

Mobile, sur roues à freins

Qualification COFRAC

Fabrication européenne.

Structure hautement isolée (épaisseur moyenne 140 mm) sur roues avec armoire interne et étagères en acier INOX AISI 304.

Contre-portes intérieures isolées avec triple joint en caoutchouc silicone, poignées ergonomiques N.2 et serrure à clé.

Système de réfrigération à deux étages (compresseurs silencieux hermétiques N.2) et condenseur à air.



[Cliquez ici pour télécharger la DOCUMENTATION](#)

[Pour plus d'informations veuillez nous contacter.](#)