



Toutes tailles Boite de 10 unités

Silicone Grade Médical

de 22Fr à 40Fr

Avec ou sans ballonnet

Parfaite Flexibilité



- Le tube de trachéotomie est un tube creux, avec ou sans brassard, qui est inséré de manière élective.
- Le tube est fait de silicone de qualité médicale, avec une bonne flexibilité et élasticité, ainsi qu'une ligne radio-opaque.
- Ligne radio-opaque pleine longueur pour la détection du placement correct. Connecteur standard.
- Sangles fournies dans le pack pour la fixation du tube. La pointe arrondie lisse de l'obturateur réduit le risque de lésion.

| Taille (mm) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | L (mm) |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 22Fr | 5,0 | 7,3 | 57 |
| 26Fr | 6,0 | 8,7 | 63 |
| 30Fr | 7,0 | 10,0 | 71 |
| 32Fr | 7,5 | 10,7 | 73 |
| 33Fr | 8,0 | 11,0 | 75 |
| 35Fr | 8,5 | 11,7 | 78 |
| 37Fr | 9,0 | 12,3 | 80 |
| 40Fr | 9,5 | 13,3 | 83 |



[Cliquez ici pour télécharger la DOCUMENTATION](#)

[Pour plus d'informations veuillez nous contacter.](#)