



Emballage Individuel

---

Non tissé

---

Doux et confortable

---

Non conducteur et imperméable

---

### Couverture de protection thermique du patient

Avant d'opter pour une technique de réchauffement, ne faudrait-il pas protéger le patient afin de ralentir l'hypothermie ?

ARCOTHERM est un matériau non-tissé très résistant et doux sur la face patient, imperméable, thermo protecteur et silencieux face externe. Il est utilisé en couverture avec découpe au niveau du cou, en taille adulte, pédiatrique et néonatale, en jambières, charlotte, gants, etc...

Avec un côté patient bleu et une face extérieure apparence métallisée, il apporte une double protection :

**Polyéthylène transparent laminé et recouvert de fibre naturelle de pulpe de cellulose.**

Caractéristiques :

- Anti statique
- Anti conducteur
- Anti feu
- Radio transparent
- Sans aucun additif classé dans les substances dangereuses.
- **Réfléchissement calorifique de 90%**

Les modèles « nouveau né / pédiatrique » permettent l'enveloppement du patient.

Références :

B1400	Couvertures adulte 210 x 120 - Boite de 40 unités
B1300	Nouveau né / pédiatrique 120 x 120 - Boite de 50 unités
B1250	Couvertures 60 x 90 - Boite de 50 unités
B3000	Gants pour oxymétrie - Boite de 60 unités
B1100	Bottes - Boite de 50 unités
B1000	Charlottes adultes - Boite de 120 unités
B1010	Charlottes pédiatriques - Boite de 120 unités
B950	Rouleau 50 mètres x 1,15 - Boite de 2 unités



[Cliquez ici pour télécharger la DOCUMENTATION](#)

[Pour plus d'informations veuillez nous contacter.](#)