



Inox

---

Hygiène & durabilité

---

Fabrication française

---

Meubles / Caissons / Tous volumes pour réchauffer les flacons, les bouteilles ou le linge

---

## Réchauffeurs de solutés et linge PSE1000

Le chauffe-sérum permet de stocker vos solutés 24h/24 à 37°C en toute sécurité.

**Pour un stockage 24h/24**

### Il existe en deux tailles standard 70L et 150L.

Cependant, nous pouvons adapter notre produit en fonction de la capacité et des dimensions dont vous avez besoin. De plus, il est possible de l'assembler à la verticale façon armoire avec un chauffe-linge ou un autre chauffe sérum. Tous les compartiments peuvent fonctionner indépendamment les uns des autres.

#### - **Fonctionnement**

- Ventilation forcée par un ventilateur.
- Température réglable de 0°C à 100°C, pré-ajustée à 37°C.
- Modèles de paillasse qui peuvent être facilement entreposés sur une table.
- Fonctionne 24h/24 et 7j/7.

#### - **Régulation**

- Régulation électronique avec PID et relai statique permettant un écart maximum de +/-0.3°C

#### - **Sécurité**

- Porte en verre garantissant une haute résistance.
- Mise sous tension et verrouillage par bouton tournant à clé.
- Sécurité de chauffe sur alarme haute.
- Double sécurité de blocage de l'appareil :
- blocage de la température sur le régulateur,
- verrouillage de l'appareil à l'aide d'une clé conservée par un responsable du bloc.

Dimensions

Dénomination

Caractéristiques

Capacité (en L)

70

150

Autre

Dimensions hors tout L x P x H (en mm)

685 x 600 x 545

795 x 760 x 600

Autre

Dimensions utiles L x P x H (en mm)

400 x 405 x 360

505 x 595 x 410

Autre

Référence

PSE10000

PSE10001

Nous consulter







 [Cliquez ici pour télécharger la DOCUMENTATION](#)