



Toutes tailles Boite de 10 unités

Silicone Grade Médical

de 22Fr à 40Fr

Avec ou sans ballonnet

Parfaite Flexibilité



- Le tube de trachéotomie est un tube creux, avec ou sans brassard, qui est inséré de manière électro
- Le tube est fait de silicone de qualité médicale, avec une bonne flexibilité et élasticité, ainsi qu'une
- Ligne radio-opaque pleine longueur pour la détection du placement correct. Connecteur standard L
- Sangles fournies dans le pack pour la fixation du tube. La pointe arrondie lisse de l'obturateur rédu

Taille (mm)	I.D. (mm)	O.D. (mm)	L (mm)
22Fr	5,0	7,3	57
26Fr	6,0	8,7	63
30Fr	7,0	10,0	71
32Fr	7,5	10,7	73
33Fr	8,0	11,0	75
35Fr	8,5	11,7	78
37Fr	9,0	12,3	80
40Fr	9,5	13,3	83



[Cliquez ici pour télécharger la DOCUMENTATION](#)

[Pour plus d'informations veuillez nous contacter.](#)