



Compresse non tissée

Absorbant

Anti-adhérent

Antibactérien

LA Solution fiable.

Compresse trachéales stériles fabriquées en Italie selon des normes strictes de qualité en matière d'hygiène.

SafeSorb.

Facilité de manipulation et grande capacité d'absorption.

Constituées de composants non-tissés et double laminés.

Différentes tailles et formes.

Le matériau absorbant est un non-tissé en viscose.

Face interne un non-tissé en maille douce et souple anti adhérent.

Face externe le revêtement est répulsif, les liquides sont totalement, non visuels à l'intérieur du tampon.

; ;



~~Produit de protection de trachéotomie et hygiène~~



[Étiquettes pour télécharger le DOCUMENT](#)